




スロープ

スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。



スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

段差の高さ スロープの長さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
65cm												
70cm												
85cm												
87.5cm												
100cm												
120cm												
125cm												
135cm												
150cm												
165cm												
175cm												
200cm												
205cm												
240cm												
245cm												
255cm												
285cm												

自分で進む

でも5°は
きつい~!


傾斜角度 5°未満

誰かが押してくれる

傾斜角度 10°未満

押してくれる人が
限界の角度

傾斜角度 10°~15°未満



ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税と表記のない商品に限る)


単位:cm

サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008


ベッド・
ベッド
付属品

ケアスロープ

ケアメディックス

折り畳み時
全幅 35

STEP 1



介助者の状況を確認し、選定してください。
段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°
スロープの長さ
||
段差の高さ × 8倍以上

ケアスロープ選定理由例

《CS-175》

玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》

玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車いすが安全に移動できるスロープとして選定。


STEP 2

日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。



アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く丈夫で安全に走行することができます。

下端部までエッジが無いので、狭い場所で車椅子が直角に乗り入れしやすい設計です。



STEP 3



収納しやすい自立設計です。
様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。

スロープの先端までアルミ加工を施すことにより設置時にしっかりと固定できます。



STEP 4

設置の際は必ず先端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。

走行面にソフトなすべり止めを採用しているので、室内使用時にスロープの上を裸足で歩いても痛くありません。






商品名	A(cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約 3	28-0979-1	00093-000015	410 円	820 円	1,230 円	4,100 円
CS-100	100	約 5	28-0980-1	00093-000016	500 円	1,000 円	1,500 円	5,000 円
CS-120	120	約 6	28-0981-1	00093-000017	540 円	1,080 円	1,620 円	5,400 円
CS-150	150	約 8	28-0982-1	00093-000018	620 円	1,240 円	1,860 円	6,200 円
CS-175	175	約 9	28-0983-1	00093-000019	640 円	1,280 円	1,920 円	6,400 円
CS-200	200	約 10	28-0984-1	00093-000020	740 円	1,480 円	2,220 円	7,400 円
CS-240C	240	約 12	28-1015-1	00093-000021	900 円	1,800 円	2,700 円	9,000 円
CS-285C	285	約 15	28-1092-1	00093-000038	1,100 円	2,200 円	3,300 円	11,000 円

ケアスロープJ/ケアスロープJ用ジョイント台

ケアメディックス

- スロープを2本つなぎ合わせることで高段差に対応。
- 3つのパーツに分割ができるので運搬、収納が容易です。
- 可搬型スロープでは無い約4mの長尺スロープになります。

下端側ケアスロープ + ケアスロープJ用ジョイント台 + 上端側ケアスロープ = ケアスロープJ



※全長、重さはジョイント台含む ※ケアスロープJ用ジョイント台 幅78×長さ42.5×高さ21~26cm ※スロープ2台とジョイント台をセットにしたときに介護保険適応となります

商品名	スロープ全長	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CSJ-300	313	約28	28-1064-1	00093-000022	1,520 円	3,040 円	4,560 円	15,200 円
CSJ-325	338	約29	28-1065-1	00093-000023	1,580 円	3,160 円	4,740 円	15,800 円
CSJ-350	363	約30	28-1066-1	00093-000024	1,650 円	3,300 円	4,950 円	16,500 円
CSJ-390	403	約32	28-1067-1	00093-000025	1,760 円	3,520 円	5,280 円	17,600 円
CS-J (ケアスロープJ用ジョイント台)		約12	28-1035-1		0 円	0 円	0 円	0 円

体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報



ダンススロープエアー

ダンロップホームプロダクツ

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器


車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報




1. 業界最軽量クラス

スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのダンススロープエアーを開発。

2. 汎用性の向上

全サイズ70.4cm幅とし、今まで設置不可能であった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。また、サイズ展開も6サイズとなり様々な住宅環境に適用可能です。



3. 安全性の確保

高さ3cmのエッジで脱輪を軽減。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。上端部にスロープの正しい設置位置マークを表示し、安全なご利用を促しています。

4. 補修性の向上

貸与事業者様における補修作業を簡便化。



収納時 (幅35.2cm)



設置 1



設置 2 広げる



使用例


商品名	A(cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-65A	65	約3.5	28-1057-1	00532-000028	410円	820円	1,230円	4,100円
R-100A	100	約4.5	28-1058-1	00532-000027	520円	1,040円	1,560円	5,200円
R-120A	120	約5	28-1059-1	00532-000026	620円	1,240円	1,860円	6,200円
R-150A	150	約6	28-1060-1	00532-000025	640円	1,280円	1,920円	6,400円
R-175A	175	約7	28-1061-1	00532-000024	720円	1,440円	2,160円	7,200円
R-200A	200	約8	28-1062-1	00532-000023	800円	1,600円	2,400円	8,000円
R-245A	245	約10	28-1135-1	00532-000030	960円	1,920円	2,880円	9,600円
R-285A	285	約11	28-1136-1	00532-000029	1,100円	2,200円	3,300円	11,000円

ダンススロープライト・スリム

ダンロップホームプロダクツ

R-85SL 材質: グラスファイバー FRP

R-125SL ~ R-285SL: カーボンファイバー FRP

折り畳み時
全幅 38

より軽く、より安全なスリム設計のスロープです。エッジ (高さ3.5cm。R-85SLは高さ2.5cm) により脱輪の危険性を低減。

※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

商品名	A(cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-85SL	85	約4	28-0973-1	00532-000022	480円	960円	1,440円	4,800円
R-125SL	125	約5	28-0974-1	00532-000021	640円	1,280円	1,920円	6,400円
R-165SL	165	約7	28-0975-1	00532-000020	700円	1,400円	2,100円	7,000円
R-205SL	205	約9	28-0976-1	00532-000019	800円	1,600円	2,400円	8,000円
R-245SL	245	約11	28-0977-1	00532-000018	960円	1,920円	2,880円	9,600円
R-285SL	285	約13	28-0972-1	00532-000017	1,200円	2,400円	3,600円	12,000円


税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税と表記のない商品に限る) **単位:cm**

サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008


ベッド・
ベッド
付属品

エコ段差スロープN

マツタ

置くだけで「つまずき」の原因の
段差を解消!

76

床ずれ
防止用具体位
変換器**安心**のご提案 対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品


スロープ

移動用
リフト・
つり具滑りにくく、
足にソフトな感触端部は安心の
ラウンド加工

安心のずれ防止仕様



勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと
付けてください。


商品名	高さ (cm)	奥行き (cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	60 円	120 円	180 円	600 円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	60 円	120 円	180 円	600 円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	60 円	120 円	180 円	600 円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	60 円	120 円	180 円	600 円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	60 円	120 円	180 円	600 円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	60 円	120 円	180 円	600 円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	60 円	120 円	180 円	600 円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	60 円	120 円	180 円	600 円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	60 円	120 円	180 円	600 円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	60 円	120 円	180 円	600 円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	60 円	120 円	180 円	600 円

Zスロープ (右・左)

シコク

奥行の無い場所や真っ直ぐスロープに向かって進入できない場所でも段差解消が可能になります。

Zスロープ (右)




●安定した設置

スロープがねじれているため、接地面の隙間をなくすために先端を細かく分けて可動するようにしています。

●持ち運び簡単

持ち運びに便利な取っ手が付いており、楽に持ち運びができます。また、折りたたんだ状態で自立しますので、コンパクトに収納できます。

Zスロープ (左)



Zスロープ (左) 設置例



Zスロープ (左) 設置例

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

商品名	商品番号	商品コード
Zスロープ (右)	28-1096-1	01235-000155
材質: アルミ・FRP・樹脂	重さ: 約18kg	対応段差: 約10~20cm
ご利用者負担額 (1割)	2,468 円 (2割) 3,702 円 (3割)	月額レンタル料金 12,340 円
1,234 円		

商品名	商品番号	商品コード
Zスロープ (左)	28-1097-1	01235-000156
材質: アルミ・FRP・樹脂	重さ: 約18kg	対応段差: 約10~20cm
ご利用者負担額 (1割)	2,468 円 (2割) 3,702 円 (3割)	月額レンタル料金 12,340 円
1,234 円		